




DigiMed

3 in 1

Easy & Smart!

세 가지 기능을 하나에 담았습니다.



digiCam

• USB Intraoral Camera



DigiMed



HD Macro

고화질 접사촬영

고해상도 이미지 센서로
최상의 이미지를
구현합니다.



Caries Detection

우식 측정

치아의 우식상태를
색상의 변화를 통해
측정가능하도록 합니다.



Interdental Diagnosis


치아 진단

치간 상태를 확인하고,
치아의 균열을
확인할 수 있습니다.

High quality image sensor

Showing caries by color

Checking cracks & structure



Specification

Image Sensor	1/4" SONY Super HAD CCD	Cable	3 m
Resolution	768 x 494 (Approx. 410K pixels)	Weight	36 g
Light Source	White LED: 2 / UV: 4 / IR: 2	Dimension	19 x 23 x 188 mm
Focus Range	Smile to Close-up	Operating Voltage	DC 5V / 500 Ma
Angle of view	72°		

DigiMed Co., Ltd.

309-311, 318-ho,
145, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu,
Seoul, Rep. of Korea

(주)디지메드

서울시 금천구 가산디지털1로, 145, 309-311, 318 호
T.: 82-2-2624-1551, F.: 82-2-2624-1553
digi-med@hanmail.net / www.digimed.co.kr

Distributor

